

Фетальный монитор Сономед-200

ФСР 2011/11475

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой / родовой, регистрация
движения плода автоматическая / ручная

Спектромед ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой / родовой
Регистрация движения плода	автоматическая / ручная

Описание

Монитор фетальный **СОНОМЕД-200** производится по ТУ 9442-042-31322051-2006.