

Фетальный монитор Сономед-250

РЗН 2015/3512

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой / родовой, регистрация
движения плода автоматическая

Спектромед ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой / родовой
Регистрация движения плода	автоматическая

Описание

Фетальный монитор Сономед-250 предназначен для контроля сердечной деятельности, подвижности плода и сократительной активности матки в антенатальном и в интранатальном периодах беременности. Он представляет собой комплекс из станции, отображающей и сохраняющей данные КТГ, и мобильного регистратора с зондами. Станция может регистрировать КТГ от 4-х мобильных регистраторов одновременно.