

Монитор пациента Schiller Maglife Light

РЗН 2016/3948

мобильный, совместим с МРТ, сигнализация

Schiller Medical, Франция



Характеристики

Тип	мобильный
Совместимость с МРТ	Да
Сигнализация	Да

Описание

- индикация насыщения крови кислородом, частоты пульса, сердечных сокращений и значений НИАД (САД, ДАД, СрАД);
- визуализация последних измеренных значений НИАД;
- 24-часовой тренд;
- значения, представленные на большом цветном экране, различимы с расстояния нескольких метров;
- питание от сети или от батарей;
- визуальные и звуковые сигналы тревоги;
- тревога по низкому уровню заряда батареи;
- встроенный детектор магнитного поля;
- работает в условиях до 400 Гс (40мТ);
- мгновенный запуск из режима ожидания;
- стандартный внешний USB принтер для документирования результатов;
- возможность дооснащения программного обеспечения;
- легкий вес и простота в использовании;
- возможность инсталляции на стойке, полке, шарнирном держателе.