

Монитор пациента Schiller Maglife Serenity

РЗН 2016/3948

стационарный, совместим с МРТ, сигнализация

Schiller Medical, Франция



Характеристики

Тип	стационарный
Совместимость с МРТ	Да
Сигнализация	Да

Описание

- высочайшее качество регистрации ЭКГ даже при сильном воздействии градиента (МРТ);
- несколько выходов сигнала для оптимального МРТ-триггера;
- измерение температуры внутренних органов и кожных покровов при помощи оптического датчика;
- современный газоанализ в условиях анестезии;
- сетевые возможности (беспроводной LAN, оптоволоконный кабель, LAN);
- безопасный доступ в клетку Фарадея;
- принадлежности для МРТ;
- широкие возможности конфигурации опций и дооснащения.