

Фетальный монитор General Meditech G6A Plus

ФСЗ 2012/12020

для одноплодной беременности / для двухплодной
беременности, предродовой / родовой / послеродовой

General Meditech Inc., Китай



Характеристики

Назначение	для одноплодной беременности / для двухплодной беременности
Мониторинг плода	предродовой / родовой / послеродовой

Описание

G6A Plus - это модификация прибора G6A с расширенным функционалом, охватывающим ряд показателей состояния женщины. Монитор позволяет снимать электрокардиограмму, отслеживать температуру (датчик может быть накожным либо ректальным), АД неинвазивным методом и уровень кислорода в крови. Прочие функции полностью сохранены, включая широкие возможности автоматического анализа. Предварительные результаты обработки КТГ поступят в течение 10 минут с начала работы, полный анализ потребует 20-минутного промежутка. Основные графики выводятся на экран одновременно, также выводятся численные значения; использован удобный крупный шрифт. Информация записывается во внутренней памяти, переносится на ПК. Прибор можно подключить к больничной сети под управлением центральной станции. Предусмотрена функция самотестирования — прибор автоматически отслеживает техническую работоспособность сразу после включения. Также срабатывает тревога в случае обнаружения некорректной работы датчиков (в том числе при отсоединении).

Особенности:

- в базовой комплектации один ЧСС датчик, датчик ТОКО, отметчик движения, блок ЭКГ матери, НИАД матери, SpO2 матери, датчик температуры;
- дополнительно AST-датчик (акустическая стимуляция плода), ЧСС для двойни;
- дисплей опционально сенсорный;
- ЭКГ 3/5 отведений;
- температура 2 канала;
- НИАД измеряется разово, автоматически, непрерывно;
- ЧСС матери 30-250 ударов в минуту;
- дыхание по технологии торакального импеданса; назальная трубка.