

Монитор пациента GE Carescape B650

ФСЗ 2011/10034

мобильный, 15", ЖК, цветной, сенсорный,
сигнализация

GE Healthcare, Финляндия



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	15"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной, сенсорный
Сигнализация	Да

Описание

GE Carescape B650 – монитор пациента экспертного класса, обеспечивающий высокую точность клинических данных и гибкость настроек для работы в различных отделениях клиники. Прибор объединяет в себе передовые технологии обработки сигналов и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет медицинскому персоналу оперативно принимать клинические решения в сложных ситуациях.

- **Исключительная визуализация:** 15-дюймовый сенсорный дисплей обеспечивает четкое отображение до 8 графических кривых одновременно, существенно упрощая процесс мониторинга состояния пациента.
- **Клиническое совершенство:** Поддержка алгоритмов Marquette ECG, DINAMAP SuperSTAT NIBP и возможность оценки глубины наркоза (Entropy) позволяют проводить расширенный мониторинг ключевых жизненных функций.
- **Модульная гибкость:** Совместимость с широким спектром измерительных модулей серии CARESCAPE обеспечивает быструю адаптацию системы под специфические нужды реанимации или операционной [cite: 1, 2].
- **Интеграция данных:** Полная совместимость с сетевыми решениями GE Healthcare позволяет передавать данные мониторинга в электронные медицинские карты и на центральные станции в режиме реального времени.
- **Портативность:** Компактный дизайн и работа от встроенного аккумулятора позволяют использовать монитор при внутрибольничной транспортировке без потери приемственности данных наблюдения.

Основные параметры

Дисплей	15 дюймов (38.1 см), цветной сенсорный ЖК-экран
Разрешение	1024×768 пикселей
Количество отображаемых кривых	До 8 графических каналов
Время работы от аккумулятора	До 2 часов
Сетевые возможности	LAN, WLAN (опционально)
Количество слотов для модулей	2 слота для модулей
Масса	9.8 кг
Габаритные размеры	360×370×220 мм