

Монитор пациента GE Carescape B850

ФСЗ 2012/11503

мобильный, 15" / 19", цветной, сенсорный, до 14 параметров, сигнализация

GE Healthcare, Финляндия



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	15" / 19"
Характеристика дисплея	цветной, сенсорный
Отображение до	14 параметров
Сигнализация	Да

Описание

Монитор пациента GE CARESCAPE B850 – это высокотехнологичная модульная система экспертного класса, предназначенная для обеспечения непрерывного и точного мониторинга жизненно важных функций в условиях отделений интенсивной терапии, операционных блоков и палат реанимации. Благодаря открытой архитектуре и передовым алгоритмам обработки данных, монитор позволяет врачам оперативно принимать клинические решения и оптимизировать рабочий процесс.

Ключевые особенности и преимущества:

- **Модульная архитектура:** возможность конфигурирования системы под конкретные задачи отделения путем подключения широкого спектра измерительных модулей (гемодинамика, газоанализ, мониторинг состояния мозга).
- **Интеграция данных:** полная совместимость с модулем данных пациента CARESCAPE PDM, что обеспечивает бесшовную передачу информации о состоянии больного при его транспортировке между отделениями.
- **Диагностическая точность:** использование алгоритма 12SL для анализа ЭКГ в 12 отведениях и постоянное измерение сегмента ST для раннего выявления ишемических изменений.
- **Специализированные инструменты:** поддержка расширенных технологий, таких как оценка глубины анестезии (Entropy), индекса хирургического стресса (SPI) и мониторинга волемического статуса.
- **Удобство визуализации:** поддержка различных вариантов медицинских дисплеев (от 15 до 19 дюймов) с возможностью индивидуальной настройки экранов для каждого пользователя.

- **Сетевые возможности:** глубокая интеграция в госпитальную сеть для передачи данных в электронные карты пациентов (EMR) и системы хранения диагностической информации.

Технические параметры CARESCAPE B850

Количество слотов для модулей	до 14 модулей (с использованием расширений)
Подключение дисплеев	до 2 независимых мониторов
Интерфейсы связи	Ethernet, USB (12 портов), серийные порты RS-232
Тип ЭКГ	3, 5, 6, 12 отведений
Анализ аритмий	Полный анализ в реальном времени
Тренды	до 72 часов графических и числовых данных
Габаритные размеры (CPU)	401×340×165 мм
Масса процессорного блока	10.5 кг
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	до 300 Вт

Базовая комплектация:

- Процессорный блок CARESCAPE B850 – 1 шт.
- Медицинский сенсорный дисплей (диагональ на выбор) – 1 шт.
- Модуль данных пациента CARESCAPE PDM – 1 шт.
- Набор кабелей пациента (ЭКГ, SpO2, НИАД) – 1 компл.
- Блок питания и сетевой кабель.
- Руководство по эксплуатации.