

Монитор пациента GE Carescape V100

ФСЗ 2012/11497

мобильный / переносной, 7", термопринтер

GE Healthcare, Финляндия



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	7"
Термопринтер	Да
Размер	195×219×135 мм
Вес	2.4 кг

Описание

Carescape V100 - компактный прибор для текущего мониторинга основных показателей пациента. Его можно переносить за ручку на задней стороне корпуса, крепить на стойку либо на стену. На цветной дисплей выводятся численные значения, предусмотрена зона диаграмм и зона тревог. Измерение показателей осуществляется по одной из нескольких технологий опционально. Заряда аккумулятора хватает на больший или меньший срок в зависимости от активных функций. Если контролируются температура, SpO2 и НИАД с 15-минутным интервалом, прибор работает 8,1 часов без подзарядки. Если SpO2 не контролируется, время увеличивается до 11,5 часов. Может использоваться для новорожденных с низкой перфузией.

Особенности:

- температурный сканер опционально;
- встроенный принтер опционально;
- индикатор заряда;
- запоминает до 40 измерений за 24 часа;
- автосохранение при разрядке батареи;
- подключается к Carescape Network.