

Монитор пациента Comen WQ-001

РЗН 2013/403

мобильный / переносной, 4.3", цветной сенсорный ЖК

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	4.3"
Характеристика дисплея	цветной сенсорный ЖК

Описание

Comen C30 – специализированный санитарно-транспортный монитор пациента. Сконструирован с соблюдением требований по обеспечению практической осуществимости, удобства и надежности санитарной транспортировки и оказания первой и неотложной помощи пациентам, предъявляемых к оборудованию мониторинга пациента для поисково-спасательных и санитарно-транспортных мероприятий.

Батарея: встраиваемая литиевая 4400 мАч

Дисплей: 4.3" цветной сенсорный ЖК-дисплей формата 16:9, с защитой от царапин

Вес: 1.2 кг

- Трехуровневая автоматическая система акустической и визуальной сигнализации
- Автопереключение красного, желтого и синего цвета тревожных ламп
- Возможность регулировки громкости акустической тревоги
- Хранение и просмотр динамики показателей за 48 часов
- Защита от падений, вибрации и влаги – выдерживает падение с высоты 1.2 м
- Различные варианты транспортировки: переноска на плече, подвеска на каталке, подвеска в машине скорой помощи