

Монитор пациента GE Dash 2500

ФСЗ 2008/02006

мобильный / переносной, 10.4", ЖК, цветной, до 5 параметров, термопринтер

GE Healthcare, США



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной
Отображение до	5 параметров
Термопринтер	Да
Размер	220×170×358 мм
Вес	5.5 кг

Описание

DASH 2500 - надежный прикроватный монитор пациента, обеспечивающий высокоточный и эффективный контроль за состоянием пациента. Прибор гарантирует точный анализ аритмии, благодаря использованию современных компонентов, таких как: программа анализа аритмии Ek-Pro; функция неинвазивного измерения АД DINAMAP SuperSTAT; датчики SpO2 Masimo SET или Nellcor OxiMax; температурный датчик Alaris Turbo Temp. DASH 2500 интенсивно используется в медицинских стационарах, но благодаря портативной конструкции и прочности может применять при транспортировке пациента.

Особенности:

- для пациентов всех возрастов (в т.ч. новорожденных);
- настройка отображаемых данных в соответствии с требованиями пользователя;
- большая емкость внутреннего аккумулятора;
- легкий вес и малые габариты;
- корпус из пластмассы, устойчивой к химикатам.