

Монитор пациента GE Dash 4000

ФСЗ 2012/12478

мобильный, 10.4", ЖК, цветной, до 6 параметров,
термопринтер, сигнализация

GE Healthcare, США



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной
Отображение до	6 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	274×243×293 мм
Вес	5.5 кг

Описание

- 2 сменные батареи, обеспечивающие свыше 4 часов автономной работы;
- подключается к ПК и все устройствам GE Marquette Unity;
- можно установить 3х или 4х канальный принтер;
- SAM – модуль для определения содержания анестетиков в крови;
- тренды 24 часа с высоким разрешением;
- расчет сердечных и дыхательных индексов в т.ч. сердечного выброса;
- измерение давления заклинивания в легочной артерии.