

Монитор пациента GE Dash 5000

ФСЗ 2012/12478

мобильный, 12.1", ЖК, цветной, до 6 параметров, сигнализация

GE Healthcare, США



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	12.1"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной
Отображение до	6 параметров
Сигнализация	Да
Вес	5.5 кг

Описание

- подавление шумов при движении и регулярная проверка состояния контакта между кожей и электродом;
- анализ аритмий по 4 отведениям и ST по 12 стандартным;
- определение водителя ритма;
- 24 часа табличных трендов;
- подключение к центральной станции (CIC Pro);
- дополнительные модули: BIS, ICG, Smart Anesthesia Module;
- 3 режима мониторинга: для взрослых, детей и новорожденных;
- CARDIOPULMONARY – программа для вычисления сердечного выброса (термоделюции), а также определение функциональной активности миокарда;
- производит расчет гемодинамики при интрааортальной баллонной контрапульсации;
- технология ACI-TIPI используется для предупреждения острого коронарного синдрома.