

Монитор пациента EDAN iM8

РЗН 2017/5315

переносной / стационарный, 10", до 13 параметров, сигнализация

EDAN Instruments, Inc., Китай



Характеристики

Тип	переносной / стационарный
Дисплей	10"
Отображение до	13 параметров
Сигнализация	Да
Размер	320×265×150 мм
Вес	4.2 кг

Описание

iM8 - доступный, полностью оборудованный монитор пациента отлично подходит для амбулаторного сектора. данный монитор может питаться как от сети. так от батареи, а также идеально подходит для мобильного использования благодаря небольшому весу. Время работы с полностью заряженной батареей составляет около 4.5 часа. звуковой сигнал можно отрегулировать по мере необходимости. Монитор пациента может поставляться с интегрированным принтером.

Характеристики:

- монитор 10.1" цветной TFT- монитор с высоким разрешением;
- может отображать до 8 параметров и 13 графиков одновременно;
- регулируемые визуальные и звуковые сигналы;
- USB -соединение
- функция определения кардиостимулятора, защита от помех при электрохирургии;
- защита от дефибрилляции;
- встроенное хранилище данных;
- VGA видео выход;
- встроенный литий-ионный аккумулятор (до 4.5 ч работы);
- обратная связь с системой централизованного мониторинга MFM-CMS;
- функция вызова медсестры;
- подключение по LAN/Wi-Fi (опционально);

Стандартные параметры: ЭКГ по 3/5-отведению, SpO2, дыхание, НИАД, 2 канала температуры, частота пульса.

Опциональные параметры: 2 канала ИД, внутричерепное давление, EDAN G2 CO2, Respiration CO2 (Mainstream and Sidestream).