

Монитор пациента Mindray ePM 10

РЗН 2021/13765

мобильный / переносной / стационарный, 10.1",
сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной / стационарный
Дисплей	10.1"
Сигнализация	Да
Размер	271×226×173 мм
Вес	3.2 кг

Описание

Монитор пациента Mindray ePM 10 – это инновационная система мониторинга физиологических показателей, сочетающая в себе высокое качество, точность измерений, функциональность и возможность лёгкой транспортировки. Является универсальным решением для реанимации, отделений интенсивной терапии и перевозки больных.

ePM 10 разработан в соответствии с современными стандартами мониторинга при транспортировке пациентов и обеспечивает:

- Высокую точность получаемых данных;
- Устойчивость и стабильность работы в пути;
- Время автономной работы от аккумулятора до 6 часов.

В больницах ePM 10 может применяться с прикроватными мониторами пациента, расширяя возможности и повышая мобильность и удобство использования оборудования.

К достоинствам монитора пациента Mindray ePM 10 относятся:

- Вспомогательные клинические приложения (CAA) с автоматизированной шкалой раннего предупреждения (EWS) помогают быстрее и точнее выявлять ухудшения в состоянии пациентов.
- Специальные инструменты оценки повышают безопасность пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
- Технология CrozFusion™ одновременно анализирует SpO₂ и ЭКГ, что в 2 раза уменьшает количество ложных сигналов по аритмии и на треть повышает точность измерения ЧСС.

- Встроенные параметры Platinum™ MPM и противоинтерференционные характеристики обеспечивают точность показаний во время транспортировки пациентов.
- При беспроводном подключении к центральной системе мониторинга Mindray всю информацию с ePM10 можно просматривать с поста медсестры или с любого прикроватного монитора в сети.
- Возможность подключения к CMS, eGateway через проводные и беспроводные сети, взаимодействие со сторонними электронными медицинскими записями (EMR) через HL7.

Характеристики

- Для всех категорий пациентов.
- 10.1" сенсорный дисплей, возможно управление жестами, разрешение 1280×800 пикселей.
- Стандартные формы сигналов: до 8 форм сигналов.
- Обширные возможности хранения данных о тенденциях, сигналах тревоги, событиях и 48 часов полного раскрытия информации.
- Модули SpO₂ Mindray, Masimo, Nellcor.
- Все виды креплений позволяют установить монитор в любом отделении и рядом с любым пациентом.

Параметры измерений: ЭКГ (в 3, 5 и 6 отведениях), обнаружение аритмии, анализ сегмента ST, мониторинг QT/QTc и ЧСС, дыхание, температура, SpO₂, частота пульса (ЧП), НИАД, ИАД, сердечный выброс (СВ) и содержание углекислого газа (СО₂).