

Монитор пациента BLT M9000A

ФСЗ 2010/08281

переносной, 12", TFT, цветной, до 10 параметров, сигнализация

Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd, Китай



Характеристики

Тип	переносной
Дисплей	12"
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	10 параметров
Сигнализация	Да
Размер	318×152×264 мм
Вес	4.5 кг

Описание

Монитор пациента многопараметрический BLT M9000A

Характеристики:

- Задержка отключения, двойной свет тревожного сигнала и аккумуляторная литиевая батарея, кнопки подсвечиваются.
- Информация сохраняется в графическом и табличном виде на протяжении 168 часов.
- Поддерживается технология SPO2.
- Пропускная способность сети составляет до 66 коек, чтобы связаться с ИСЗ.
- Доза препарата рассчитывается прибором автоматически.

В стандартной конфигурации представлены следующие функции: электрокардиограмма, частота сердечных сокращений, RESP, NIBP, насыщение крови кислородом, RR, измерение температуры, батарея.

Дополнительные опции: 2-TEMP, 2-IBP, тепловые Recorder, Nellcor SpO2, EtCO2 (стороны потока, основной поток), Multi-gas/O2.