

Монитор пациента Philips IntelliVue MX400

ФСЗ 2012/13060

переносной, TFT, сенсорный, до 5 параметров,
термопринтер

Philips, Германия



Характеристики

Тип	переносной
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	5 параметров
Термопринтер	Да
Размер	277×288×186 мм
Вес	6 кг

Описание

Портативный прикроватный монитор пациента IntelliVue MX400 обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль Intellibridge для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;
- пульт дистанционного управления;
- встроенная функция анализа сегмента ST;
- удобная ручка для транспортировки.