

Монитор пациента Philips IntelliVue MX450

ФСЗ 2012/13060

мобильный, TFT, сенсорный, до 6 параметров,
термопринтер

Philips, Германия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	6 параметров
Термопринтер	Да
Размер	327×288×190 мм
Вес	6.6 кг

Описание

Портативный прикроватный монитор пациента IntelliVue MX450 обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль IntellibrIDGE для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;
- пульт дистанционного управления;
- удобная ручка для транспортировки.