

Монитор пациента Philips IntelliVue MX500

ФСЗ 2012/13060

мобильный, TFT, сенсорный, до 8 параметров,
термопринтер

Philips, Германия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	8 параметров
Термопринтер	Да
Размер	327×288×190 мм
Вес	6.3 кг

Описание

Монитор пациента модульный **IntelliVue MX500** обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для транспортировки. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль Intellibrige для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;
- пульт дистанционного управления;
- удобная ручка для транспортировки.