

Монитор пациента Philips IntelliVue MX550

ФСЗ 2012/13060

стационарный, TFT, сенсорный, до 8 параметров,
термопринтер

Philips, Германия



Характеристики

Тип	стационарный
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	8 параметров
Термопринтер	Да
Размер	404×308×191 мм
Вес	7.5 кг

Описание

Монитор пациента модульный **IntelliVue MX550** сочетает в себе высокотехнологичные функции прикроватного мониторинга и возможность резервного питания от батареи. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.

Особенности:

- для применения в отделении интенсивной терапии и реанимации;
- встроенный датчик освещенности;
- ударопрочный корпус;
- встроенный модуль Intellibridge для соединения с другими устройствами;
- может подключаться к семейству многопараметрических измерительных модулей;
- пульт дистанционного управления.