

Монитор пациента Philips IntelliVue MX600

ФСЗ 2012/13060

мобильный, TFT, сенсорный, до 8 параметров,
сигнализация

Philips, Германия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT, сенсорный
Отображение до	8 параметров
Сигнализация	Да
Размер	393×321×233 мм
Вес	11 кг

Описание

Мониторы пациента IntelliVue MX600 представляют собой универсальное модульное решение для мониторинга, отвечающее широкому спектру требований. Мониторы можно подключить к семейству многопараметрических измерительных модулей (МИС) Philips и их расширениям, сменным измерительным модулям и газоанализаторам IntelliVue с помощью технологии «plug-and-play». Имеются специальные конфигурации для работы в условиях анестезиологического, реанимационного, кардиологического отделений, а также отделения неонатологии. Интегрированный ПК (iPC) позволяет получать доступ к необходимым данным пациента, хранящимся во внутренней сети медицинского учреждения.

Особенности:

- простой и понятный интерфейс;
- простая иерархия меню обеспечивает быстрый доступ ко всем основным задачам мониторинга;
- конфигурация экрана может быть легко изменена для отображения мониторируемых параметров;
- функция перехода к предыдущему или следующему экрану обеспечивает доступ к десяти последним используемым экранам, в том числе к трем экранам, в которые вносились изменения;
- дистанционный беспроводной пульт управления монитором;
- встроенный компьютер iPC на базе платформы Windows с открытой системой;
- поддерживает дополнительные модули расширения: гемодинамические и капнографические; измерение анестезиологических газов, измерение сердечного выброса, транскутанные газы;
- поддержка до 4 независимых модулей измерения благодаря модульной полке: спирометрия, нейромышечная проводимость, насыщение кислородом смешанной венозной крови, биспектральный индекс, ЭЭГ,

терморекордер;

- возможность подключения дублирующего и независимого дисплея.