

Монитор пациента Dixon Storm 5500

ФСР 2011/11145

мобильный, цветной, до 7 параметров, термопринтер, сигнализация

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	цветной
Отображение до	7 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

Монитор пациента Storm 5500 – многофункциональный прикроватный монитор для разных категорий пациентов (взрослые, дети и новорождённые).

Компактность и лёгкость

Диагональ TFT- LCD-дисплея 8.4", а вес всего 3.6 кг, что делает его весьма удобным при транспортировке вместе с пациентом, или при использовании в машине скорой помощи.

Универсальность и информативность

Вы можете выбирать из 6-ти предустановленных экранов наиболее подходящее представление информации, и использовать монитор пациента еще эффективнее на пути к выздоровлению больного (от скорой помощи и реанимации, до стационарного наблюдения или общего осмотра). Также есть возможность настройки экрана вручную.

Простота и функциональность

Колесо прокрутки с быстрым откликом, сенсорный дисплей и кнопки быстрого доступа к наиболее важным функциям — помогут быстро и правильно настроить монитор.

На экран монитора можно вывести до 11 кривых, и дополнить его 3-х канальным термопринтером.

Хранение и обработка данных

В мониторе пациента есть слот для SD-карты и два USB порта для сохранения информации, порт VGA для подключения дополнительного дисплея и порт синхронизации с дефибриллятором.

С помощью Wi-Fi или проводным подключением возможно объединение мониторов в единую сеть под управлением центральной станцией мониторинга с двусторонней связью.

Параметры

- TFT- LCD-дисплей с диагональю 8.4"
- Стандартная конфигурация: ЭКГ (3/5 отв.), ЧД, SpO2, НИАД, Температура (2 канала)
- SpO2 с алгоритмом подавления артефактов (вызванных движениями пациента или низкой перфузией)
- Алгоритм оптимизации НИАД для пациентов с гипертонией, заболеваниями сердца и новорождённых
- Помощь в прогнозировании клинического состояния пациента на основе алгоритма предупреждения тревог
- Сохранение до 120 ч. трендов, 70 тревожных событий, 60 записей аритмий, 1200 измерений НИАД, просмотр последних 2-х минут всех кривых в режиме паузы

Дополнительные опции

- Сенсорное управление с настройкой ярлыков меню быстрого доступа на экране
- Nellcor SpO2
- CO2 с алгоритмом вычисления и подавления ложных волн; Respiration CO2 (боковой/основной поток)
- ИАД (2 канала)
- Модуль быстрого измерения температуры
- 3-х каналный термопринтер
- Сканер штрих-кодов
- Питание от бортовой сети автомобиля (12 В)
- Сумка для транспортировки; крепление на стену; передвижная стойка с корзиной