

Монитор пациента Dixon Storm 5600

ФСР 2010/08657

мобильный, TFT, до 11 параметров, термопринтер, сигнализация

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT
Отображение до	11 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

Storm 5600 - универсальный медицинский переносной неонатальный монитор пациента с диагональю дисплея 12.1", встроенным аккумулятором и сетевыми возможностями. Поддерживает вывод на экран до 11 кривых, режим «крупный шрифт» и ОхуCRG для новорожденных.

Особенности:

- разрешение дисплея 800×600 п.;
- дополнительные параметры мониторинга: ИАД (2 канала), сердечный выброс (термодиллюция), CO2 (основной или боковой поток);
- анализ S-T, анализ аритмий;
- графические и числовые данные мониторингования за последние 96 часов;
- 4.5 часа работы от Li-ion аккумулятора;
- совместим с беспроводными и проводными сетями под управлением центральной станции мониторингования;
- функция просмотра данных с другого монитора в сети;
- индикация тревог, статуса питания прикроватного монитора для новорожденных, QRS сигнал, вызов мед.персонала;
- функция фиксации тревог;
- встроенный 3-х канальный термопринтер (опционально);
- возможность крепления на стену, кровать, передвижную стойку.