

Монитор пациента Dixon Storm 5900

ФСР 2010/08657

мобильный, TFT, цветной, до 11 параметров,
термопринтер, сигнализация

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	11 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

Портативный прикроватный монитор Storm 5900 – транспортный медицинский монитор пациента с 10-ти дюймовым дисплеем для повседневного наблюдения и первоочередных задач.

Основные параметры мониторинга:

- ЭКГ (3/5 отв., до 7-ми кривых)
- Дыхание
- SpO2
- Пульс
- НИАД
- Темп. (2 канала)

Дополнительные параметры: ИАД (2 канала), CO2 (основной или боковой поток).

Особенности:

- Диагональ дисплея: 10 дюймов.
- Максимальный вывод кривых на дисплей: до 11
- Базовый анализ аритмий и сегмента S-T.
- Хранение данных за последние 96 часов.
- Работа от аккумулятора: 4.5 часа.
- Может быть объединён в сеть под управлением центральной станции.
- Индикатор тревог и статуса питания монитора на передней панели, QRS сигнал, вызов мед.персонала.
- Дополнительно может быть оснащён 3-х канальным термопринтером.

- Может комплектоваться креплением на стену, кровать или передвижной стойкой.