

Монитор пациента Dixon Storm D8

ФСЗ 2011/10083

мобильный, TFT-LCD, цветной, сенсорный,
антибликовый, до 12 параметров, термопринтер,
сигнализация

DIXION, Германия



Характеристики

Тип	мобильный
Характеристика дисплея	TFT-LCD, цветной, сенсорный, антибликовый
Отображение до	12 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

Storm D8 - это модульный монитор с широкими возможностями конфигурации, который представляет собой превосходное решение для лечебных учреждений, требующих комплексного мониторинга состояния пациентов или предполагающие возможность расширения функционала в перспективе дальнейшего развития.

Особенности:

- эргономичный дизайн;
- возможность подключения независимого дополнительного дисплея;
- безвентиляторная охлаждающая система обеспечивает бесшумную работу;
- модульная конструкция позволяет собирать необходимые модули измеряемых параметров в одну систему, а также докупать и варьировать их в зависимости от нужд больниц;
- возможность объединения мониторов в Центральную Станцию Мониторирования (ЦСМ) посредством проводного и беспроводного соединения;
- каждый монитор имеет **портативный измерительный блок (EMS)**, который крепится на задней стенке и в случае необходимости отсоединяется и используется отдельно в роли полноценного компактного монитора, например, для транспортировки пациента в другое отделение.

Характеристики EMS с дисплеем:

- цветной LCD-TFT сенсорный дисплей 3.5";
- встроенный гироскоп;
- отображение графиков, таблиц трендов и значений НИАД;
- параметры и кривые, отображаемые в стандартном окне: ЧСС, SpO₂, НИАД, дыхание, температура и кривые ЭКГ, дыхания, SpO₂;

- параметры и кривые, отображаемые в режиме больших букв: ЧСС, SpO2, НИАД, 1 канал ЭКГ;
- отображение параметров и кривых, заданных пользователем, на выбор: 3 основных параметра + 1 параметр давления, + 1-3 канала ЭКГ;
- анализ аритмий и ST-сегмента;
- одновременное отображение 7 кривых в одном окне;
- аудиовизуальные физиологические и технические тревоги.