

Монитор пациента DST DS3000

ФСЗ 2012/12735

мобильный / переносной, 8.4", TFT-LCD, цветной,
сигнализация

Digital Science Tech Inc., США



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	8.4"
Характеристика дисплея	TFT-LCD, цветной
Сигнализация	Да

Описание

DS3000 - многофункциональный переносной монитор пациента. Устройство подходит для до- и послеоперационного ухода в отделениях экстренной помощи, интенсивной терапии, операционных и послеоперационных палатах, родильных отделениях. Применяется для взрослых пациентов, а также для использования в педиатрии и неонатологии.

Особенности:

- компактный переносной дизайн;
- встроенная перезаряжаемая батарея с высокой мощностью;
- многоязычный интерфейс операционного меню;
- функция WAN-соединения.