

Монитор пациента МПТ-01 Медплант

ФСР 2010/09232

мобильный, 8", ЖК, до 4 параметров, термопринтер

Медплант ООО, Россия



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	8"
Характеристика дисплея	ЖК
Отображение до	4 параметров
Термопринтер	Да
Размер	250×240×170 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Монитор пациента реанимационный и анестезиологический транспортный МПТ-01-«Медплант» производится по ТУ 9441-008-52777873-2010.