

Монитор пациента Rochen Solvo F 4000

ФСЗ 2011/09458

мобильный / переносной, цветной, сенсорный, до 4 параметров, термопринтер, сигнализация

Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Характеристика дисплея	цветной, сенсорный
Отображение до	4 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	320×190×290 мм
Вес	7.5 кг

Описание

Монитор пациента Rochen Solvo F 4000 - мультипараметрический монитор пациента. Современные технологические решения позволяют эффективно осуществлять контроль состояния жизненно важных функций у новорожденных и недоношенных детей, детей с экстремально низкой массой тела. Уникальная функция контроля апноэ, дает возможность оптимизировать процесс выхаживания недоношенных детей, повысить эффективность терапевтических мероприятий. Использование технологии Masimo SET® позволяет увеличить чувствительность метода пульсоксиметрии до 99%, специфичность метода до 97%, позволяет получать дополнительную информацию, в том числе характеризующую величину тканевой перфузии. Специально для новорожденных: функция контроля концентрации кислорода в инкубаторе, под неонатальным колпаком, в подаваемой воздушно-кислородной смеси (функция оксиметрии).

Особенности:

- большой яркий жидкокристаллический экран с оптимальным расположением исследуемых параметров;
- визуальная и звуковая индикация отклонений параметров от установленных значений;
- ночной режим интерфейса;
- возможность работы в составе центральной станции: проводной или беспроводной способ передачи данных.