


Монитор пациента Rochen Solvo R 2000

ФСЗ 2011/09458

мобильный / переносной, TFT, цветной, до 4
параметров, термопринтер, сигнализация

Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	4 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	320×190×290 мм
Вес	7.5 кг

Описание

Монитор пациента Rochen Solvo R 2000 - современный модульный мультипараметрический прикроватный монитор пациента. Оптимальные возможности для наблюдения за состоянием жизненно важных функций. Может использоваться в условиях операционных, отделений реанимации и интенсивной терапии, кардиологических стационарах. Имеет жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.

Особенности:

- русифицированный интерфейс;
- используется для следующих категорий пациентов;
- функция записи и воспроизведения цифровых и графических трендов;
- возможность работы в составе центральной станции.