

Монитор пациента Rochen Solvo S 1000

ФСЗ 2011/09458

мобильный / переносной, TFT, цветной, до 4
параметров, термопринтер, сигнализация

Shenzhen Hexin Zondan Medical Equipment Co., Китай



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	4 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	320×190×290 мм
Вес	7.5 кг

Описание

Монитор пациента Rochen Solvo S 1000 - современный модульный мультипараметрический прикроватный монитор пациента. Оптимальные возможности для наблюдения за состоянием жизненно важных функций. Может использоваться в условиях операционных, отделений реанимации и интенсивной терапии, кардиологических стационарах. Имеет жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.

Особенности:

- категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые;
- большой яркий жидкокристаллический экран с оптимальным расположением исследуемых параметров;
- визуальная и звуковая индикация отклонений параметров от установленных значений;
- ночной режим интерфейса;
- возможность работы в составе центральной станции: проводной или беспроводной способ передачи данных.