

Монитор пациента Mindray BeneView T1

ФСЗ 2012/12887

мобильный / стационарный, 5", до 12 параметров,
сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	5"
Отображение до	12 параметров
Сигнализация	Да
Размер	142×102×81 мм
Вес	1 кг

Описание

Монитор пациента **BeneView T1** разработан специально для мониторинга в условиях мобильной медицины. Аппарат компактен, легкий, имеет простую систему подключения.

Устройство системы питания и хранения информации обеспечивает максимальную сохранность данных в любых условиях.

Монитор оснащен эргономичной ручкой для переноски, легко устанавливается на инфузионной стойке или спинке кровати.

Встроенный литий-ионный аккумулятор рассчитан на 5 часов непрерывного мониторинга.

Цветной сенсорный ЖК-дисплей: диагональ 5", 480×272, до 12 кривых

Мониторинг параметров:

3/5 / 12 отведений ЭКГ / анализ аритмий и ST-сегмента / НИАД / дыхание / SpO2 (Mindray, Masimo, Nellcor) / температура, ИАД (2 канала) / капнография (CO2 в прямом, боковом и микропотоке) / СВ по методу PiCCO.

Beneview T1 сочетает в себе функции мобильного монитора пациента и стационарного многофункционального измерительного модуля.

В качестве измерительного модуля он подключается к монитору пациента и поддерживает измерения всех стандартных параметров.

Прибор можно быстро отключить, чтобы во время транспортировки пациента к месту дальнейшего лечения проводить всесторонний мониторинг физиологических показателей.

Beneview T1 имеет возможность подключения к центральной системе мониторинга Hypervisor VI, при этом все данные, отображающиеся на мониторе Beneview T1, можно просматривать как с центральной станции, так и с любого прикроватного монитора, подсоединенного к сети.