

Монитор пациента Mindray BeneView T5

РЗН 2016/4041

стационарный, 12.1", до 8 параметров, термопринтер, сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	12.1"
Отображение до	8 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

В серии мониторов **BeneView** реализован широкий набор функций мониторинга. Благодаря модульной конструкции можно легко дополнять и изменять конфигурацию мониторов.

BeneViewT5 – цветной сенсорный дисплей, диагональ 12.1", разрешение 800×600, до 8 волн

BeneViewT6 - цветной сенсорный дисплей, диагональ 15" разрешение 1280×1024, до 12 волн

BeneViewT8 - цветной сенсорный дисплей, диагональ 17", разрешение 1280×1024, до 12 волн

Возможность подключения до двух внешних дисплеев.

Мониторинг параметров:

- 3/5,12 отведений ЭКГ, SpO2, НИАД, дыхание, температура (2 канала), ИД (до 8 каналов);
- Анализ ST- сегмента, аритмий, определение пейсмейкера.

Подключаемые модули:

- модули капнометрии (EtCO2 в прямом, боковом или микропотоке);
- модуль ИД (IBP);
- модуль оценки сердечного выброса методом термодилуции (C.O.);
- модуль непрерывного сердечного выброса (PiCCO);
- модуль импедансной кардиографии (ICG);
- модуль механики дыхания (RM);
- модуль газоанализа (Multi-Gas:CO2, O2, N2O, анестетики);
- модуль биспектрального индекса (BISx/BISx4);

- модуль центральной венозной сатурации (ScvO₂);
- модуль BeneLink.

Встроенный 3-канальный термопринтер.

Калькуляторы: расчета доз препаратов, показателей гемодинамики, оксигенации, вентиляции.

Принадлежности для взрослых, детей и новорожденных.

Универсальная конструкция «Plug and Play» с 13 слотами для измерительных модулей.

Решение для интеграции устройств с помощью модуля BeneLink:

- объединение данных от прикроватных устройств различных производителей: Puritan Bennett, Newport, Drager, Maquet, Datex-Ohmeda, Hamilton, Radiometer;
- возможность записи, печати и документирования информации, полученной с внешних устройств;
- одновременное подключение до 4 внешних устройств.

Возможность подключения к кабельной или беспроводной локальной сети.

Надежное хранение данных, включая 120 часов графических и цифровых трендов всех параметров, 1000 записей НИАД, 100 записей сигналов тревоги.

Калькулятор расчета доз препаратов.

Синхронизация с дефибриллятором.

Конфиденциальный режим, ночной режим, режим сердечно-легочного шунтирования.