

Монитор пациента Mindray BeneVision N17

РЗН 2020/9549

стационарный, 17", до 8 параметров, сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	17"
Отображение до	8 параметров
Сигнализация	Да

Описание

Системы мониторинга физиологических показателей BeneVision серии N обеспечивают четкое, полноцветное, широкоформатное изображение, которое позволяет пользователю мгновенно получать необходимые сведения, а мультисенсорный контроль – быстро и легко управлять монитором и просматривать данные пациента.

- обеспечение четкого, полноцветного, широкоформатного изображения;
- мультисенсорный контроль – быстрое и легкое управление монитором и данными пациента;
- улучшенный клинический анализ с помощью профессиональных приложений;
- идеальное решение для мониторинга гемодинамики;
- широкий спектр методов измерения, таких как ICG (ИКГ), PiCCO, ScvO₂, CB.

Технические характеристики Mindray BeneVision N17

- комплексный инструмент анализа — HemoSight;
- расширенное модульное измерение региональной оксигенации тканей — INVOS rSO₂;
- объемная капнография и оценка метаболизма;
- универсальные клинические приложения (CAA);
- сенсорный HD дисплей 17 дюймов;
- широкий угол обзора - 178 градусов;
- автоматическая регулировка яркости экрана;
- интуитивно понятный интерфейс.