

Монитор пациента Mindray iMEC 12

ФСЗ 2012/12885

мобильный / стационарный, 12", до 8 параметров,
термопринтер, сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	12"
Отображение до	8 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Вес	2.9 кг

Описание

С помощью оптимизированной конструкции экологичного монитора пациента **MINDRAY iMEC 12** его энергопотребление на 50% ниже, чем у обычных аналоговых мониторов. «Безвентиляторная конструкция» обеспечивает бесшумную работу монитора и предотвращает скопление пыли, снижая риск переноса инфекции воздушным путем. Предлагаемые дополнительные возможности измерения инвазивного давления, сердечного выброса и EtCO₂ соответствуют современным требованиям, а небольшой вес позволяет использовать его в качестве портативного монитора пациента. Экологичный монитор пациента MINDRAY iMEC 12 с сенсорным экраном и диагональю 12 дюймов имеет высокое разрешение и позволяет отображать до 8 кривых. Простой и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает мгновенный и простой доступ ко всем его функциям. Настраиваемые клавиши быстрого доступа позволяют оперативно задействовать часто используемые функции, такие как обзор трендов и настройка сигналов тревоги, а также полезные режимы работы экрана. Динамические мини-тренды предоставляют до 8 часов полезной информации о пациенте. Крупный экранный шрифт позволяет четко отображать все основные физиологические показатели и наблюдать за состоянием пациента даже с расстояния. Функция «просмотра данных с других мониторов» позволяет наблюдать за состоянием других пациентов без доступа к центральной станции мониторинга Mindray Hypervisor VI. Предустановленные параметры монитора пациента iMEC 12 соответствуют всем клиническим требованиям и позволяют использовать монитор серии iMEC в различных подразделениях больницы, в том числе в отделении неотложной помощи, отделениях реабилитации, стационарах и амбулаторных подразделениях.

Удобный и эргономичный дизайн

Уникальная конструкция световых индикаторов тревоги монитора iMEC 12 позволяет видеть их в диапазоне 360 градусов. Благодаря этому можно вовремя заметить критическую ситуацию и оперативно отреагировать на

нее, даже не находясь рядом с пациентом. Кроме того, функция "просмотра данных другого пациента" обеспечивает легкий доступ ко всем данным мониторинга из любой точки в пределах отделения.

Разнообразные варианты установки, например, настенное крепление с возможностью быстрого снятия, делают монитор пациента iMEC 12 еще более удобным в работе.

Хранение данных:

- 120 часов табличных и графических трендов;
- 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра;
- 1000 измерений НИАД;
- 100 эпизодов тревоги;
- 100 эпизодов аритмии;
- До 4 часов непрерывной работы.

Измеряемые параметры:

- ЭКГ (3/5 отведений);
- Частота дыхания;
- неинвазивное измерения кровяного давления;
- частота сердечных сокращений;
- SPO2;
- температура (2 канала);
- работа с любыми группами пациентов.