

Монитор пациента Mindray iMEC 8

ФСЗ 2012/12885

мобильный / стационарный, 8", термопринтер, сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	8"
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Вес	2.9 кг

Описание

Монитор пациента Mindray iMEC 8 с безвентиляторной конструкцией оснащен удобным в эксплуатации цветным экраном с современной сенсорной системой управления и диагональю 8 дюймов. Благодаря малым габаритам и небольшому весу (аппарат весит всего лишь 2,9 кг) легко поддается транспортировке и перемещается в пространстве кабинета.

Mindray iMEC 8 дает возможность осуществлять тонкую конфигурацию, передавая всю необходимую информацию на персональный компьютер пользователя, а также может устанавливать связь с центральной системой мониторинга.

- монитор пациента с цветным сенсорным экраном с высоким разрешением (диагональ 8 дюймов);
- низкий уровень потребляемой энергии (почти на 50 процентов меньше, чем у обычных мониторов);
- возможность проведения ЭКГ (3/5 отведений);
- использование Wi-Fi;
- возможность автономной работы (до 4 часов);
- возможность подключения к центральной системе мониторинга;
- передача необходимой информации может легко осуществляться с одного монитора на другой за счет USB или Wi-Fi.

Параметры измерения

- температура (2 канала);
- SPO2;
- работа с любыми группами пациентов;
- ЭКГ (3/5 отведений);
- частота дыхания;
- частота сердечных сокращений;

- неинвазивное измерение кровяного давления.