

## Монитор пациента Mindray iPM 10

ФСЗ 2012/12886

мобильный / стационарный, 10", до 6 параметров,  
сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



### Характеристики

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Тип            | мобильный / стационарный |
| Дисплей        | 10"                      |
| Отображение до | 6 параметров             |
| Сигнализация   | Да                       |

### Описание

**Mindray iPM 10** – это уникальный и многофункциональный монитор пациента с модульной оптимизируемой конструкцией, широким спектром измеряемых параметров, цветным экраном с диагональю 8 дюймов. Аппарат отличается мобильностью, компактностью, возможностью легкой транспортировки.

#### Основные характеристики:

- монитор пациента с цветным экраном (диагональ 10 дюймов);
- индикаторы визуальных сигналов тревоги (обзор 360 градусов);
- возможность адаптации модульной конструкции под нужды неотложной скорой помощи;
- возможность подключения к информационным системам HIS/CIS за счет поддержки протокола HL7 и технологии eGateway;
- возможность работы с любыми группами пациентов;
- возможность просмотра данных с монитора медсестры или другого монитора прикроватного типа, если он подключен к сети;
- доступ к функциям открывается благодаря одному прикосновению;
- возможность работы в автономном режиме за счет аккумулятора (4 часа);
- возможность быстрой настройки пользовательских режимов;
- возможность установки связи с центральной базой мониторинга.

Неинвазивные измерения кровяного давления, SPO2, работа с любыми группами пациентов, ЭКГ (3/5 отведений + анализ аритмий + ST)

Возможна комплектация 12 отведений + анализ аритмий + ST + интерпретация, температура (2 канала), частота дыхания, частота сердечных сокращений. (Также возможно использование дополнительных параметров)