

Монитор пациента Mindray iPM 12

ФСЗ 2012/12886

мобильный / стационарный, 12", до 6 параметров,
сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	12"
Отображение до	6 параметров
Сигнализация	Да

Описание

Mindray iPM 12 является удобным современным устройством для клинической реализации качественного мониторинга пациента. Благодаря широкому функционалу и эксплуатационным возможностям, эргономичному цветному экрану с сенсорным управлением и диагональю 12 дюймов, а также сравнительно небольшим размерам, данный аппарат пользуется спросом во многих медицинских учреждениях.

Данный монитор дает возможность проводить базовые измерения: НИАД, частоту дыхания и температуру, ЭКГ и SPO₂. Также при необходимости может быть дополнен другими модулями.

Основные характеристики:

- монитор пациента с цветным сенсорным экраном (диагональ 12 дюймов);
- возможность применения модулей измерения для нескольких мониторов одновременно для удобства и экономии времени;
- индикаторы визуальных сигналов тревоги (обзор 360 градусов);
- возможность проводного и беспроводного подключения к основной центральной системе;
- возможность индивидуальной настройки всех параметров и функций монитора;
- выборочное или полное отображение информации на мониторе;
- возможность автономной работы за счет аккумулятора (до 4 часов непрерывной работы).

Параметры измерения:

- SPO₂;
- частота сердечных сокращений;
- неинвазивное измерение кровяного давления;
- ЭКГ (3/5 отведений + анализ аритмий + ST). Возможна комплектация 12 отведений + анализ аритмий + ST + интерпретация;
- температура (2 канала);

- работа с любыми группами пациентов;
- частота дыхания.