

Монитор пациента Mindray iPM 8

ФСЗ 2012/12886

мобильный / стационарный, 8", цветной, до 6 параметров, сигнализация

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	мобильный / стационарный
Дисплей	8"
Характеристика дисплея	цветной
Отображение до	6 параметров
Сигнализация	Да

Описание

Mindray iPM 8 – монитор пациента, направленный на решение широкого спектра клинических задач в интенсивной терапии и для нужд реанимации, относящийся к младшим моделям данной серии, но сумевший перенять все ключевые положительные свойства и преимущества моделей старшего поколения. Аппарат отличается расширенным функционалом, эргономичной модульной архитектурой, малогабаритностью, которая допускает простую и достаточно легкую транспортировку прибора.

Основные характеристики:

- монитор пациента с цветным экраном (диагональ 8 дюймов);
- индикаторы визуальных сигналов тревоги (обзор 360 градусов);
- возможность адаптации модульной конструкции под нужды неотложной скорой помощи;
- возможность подключения к информационным системам HIS/CIS за счет поддержки протокола HL7 и технологии eGateway;
- возможность работы с любыми группами пациентов;
- возможность просмотра данных с монитора медсестры или другого монитора прикроватного типа, если он подключен к сети;
- доступ к функциям открывается благодаря одному прикосновению;
- возможность работы в автономном режиме за счет аккумулятора (4 часа);
- возможность быстрой настройки пользовательских режимов;
- возможность установки связи с центральной базой мониторинга.