

Монитор прикроватный Life Scope BSM-3562

ФСЗ 2012/12219

мобильный, 12.1", TFT, цветной, до 14 параметров, сигнализация

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	12.1"
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	14 параметров
Сигнализация	Да
Вес	6.2 кг

Описание

Монитор пациента BSM-3562 обеспечивает мониторинг базовых параметров, а с помощью технологии мультиконнекторов, его функционал может быть расширен до экспертного уровня. Два мультиконнектора позволяют проводить мониторинг таких параметров, как сердечный выброс, ИАД, капнометрия и BIS без подключения громоздких дополнительных модулей. При необходимости, количество мультиконнекторов можно увеличить. Также возможно подключение различных внешних устройств, например аппаратов ИВЛ или мультигазового модуля.