

Монитор пациента nGenuity 8100E

ФСЗ 2010/07043

мобильный, 10.4", TFT, цветной, до 6 параметров,
термопринтер, сигнализация

Criticare Systems Inc., США



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Отображение до	6 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	280×330×262 мм
Вес	6.4 кг

Описание

- измерение etCO₂ (углекислый газ в конце свободного выдоха), вдыхаемого CO₂, гарантированно точное при высокой частоте дыхания;
- влагоотделитель большой емкости, очистка анализируемого газа при окклюзии контура;
- мини-тренды, отображаемые в виде сжатой таблицы полученных показаний жизненно важных функций;
- совместим с популярной как в крупных медицинских учреждениях так и в небольших клиниках системой электронных медицинских записей (EMR);
- простой в использовании и настройке - интуитивно понятная система меню и функциональных клавиш;
- изящный дизайн и большой выбор креплений для быстрой установки монитора, как в палате пациента, так и в машине скорой помощи.