

Монитор реанимационный МИТАР-01-Р-Д

ФСР 2012/13343

переносной, 10.4" / 12.1", до 12 параметров,
термопринтер, сигнализация

НПП Монитор ООО, Россия



Характеристики

Тип	переносной
Дисплей	10.4" / 12.1"
Отображение до	12 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да

Описание

Монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-«Р-Д» для контроля ряда физиологических параметров.

Электрокардиограмма (ЭКГ, ЧСС) до 12 отведений одновременно с измерением смещения сегмента ST в каждом отведении и анализа аритмий. Неинвазивное артериальное давление (АД) в ручном, автоматическом и непрерывном режимах с возможностью включения измерения АД при изменении времени распространения пульсовой волны. Инвазивное артериальное давление (АД) до 4-х каналов с возможностью измерения низких и отрицательных давлений. Пульсоксиметрия (ФПГ, SpO2 и ЧП) с датчиками Nellcor, Nonin или их эквивалентами. Пневмограмма и частота дыхания (ПГ и ЧД) реографическим и термисторным способами. Температура (Т) до 2-х каналов. Капнография (CO2, КГ, ЧД, АПНОЭ) в боковом или прямом потоке. Оксиметрия (O2) с электромеханическим или парамагнитичным датчиком. Сердечный выброс методом термодиллюции. Мультигазы (CO2, O2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES), компания Phasein, Швеция. Глубина наркоза методом BIS, компания Covidien, США.