

Монитор церебральных функций Энцефалан-ЦФМ

ФСР 2010/08423

каналы ЭЭГ 5 шт., паттерн-стимулятор,
пульсоксиметр

Медиком МТД ООО НПКФ, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	5 шт.
Методики	- ЭЭГ-скрининг (в том числе у новорожденных) - аЭЭГ (мониторирование церебральной функции)
Стимуляторы	паттерн-стимулятор
Уровень шума	1.5 мкВ
Масса	110 гр

Функции

Пульсоксиметр	Да
Хранение данных	Да

Дополнительные характеристики

Оценка риска повреждений мозга, которые приводят к нарушению сенсорных, моторных и когнитивных функций различной тяжести.

Выявление недостатка кислорода (асфиксия, перинатальная асфиксия), низкой церебральной перфузии, эпилептиформных проявлений и прочих видов пароксизмальной активности мозга

Нейрофизиологический контроль при ишемических инсультах и посткоматозных бессознательных.