

Монитор пациента Welch Allyn ProPAQ CS

ФСЗ 2010/08585

мобильный, 8.4", ЖК, цветной, сенсорный, до 4 параметров, термопринтер, сигнализация

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	8.4"
Характеристика дисплея	ЖК, цветной, сенсорный
Отображение до	4 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	288×244×197 мм
Вес	6.5 кг