


Монитор пациента Capnostream 20P

РЗН 2014/2197

мобильный, 6.4", TFT, цветной, термопринтер,
сигнализация

Oridion Medical 1987 Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	мобильный
Дисплей	6.4"
Характеристика дисплея	TFT, цветной
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	167×220×192 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Помогает обеспечивать современные стандарты лечения за счет одновременного измерения EtCO2 и SpO2.