

Моющее средство Steris CIP 200

СГР ВУ.70.07.01.015.Е.008414.08.11

способ обработки механизированный, для очистки
ИМН, ПСО изделий медицинского назначения

Steris Corporation, США



Характеристики

Состав	фосфорная кислота - 47-50%
Способ применения	механизированный
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения

Дополнительные характеристики

Моющее средство Steris CIP 200 - это жидкое кислотное средство, которое применяется для очистки изделий медицинского назначения в моечно-дезинфекционных машинах.

Пенообразование: низкое.

Кислотность: pH 1% раствора - 2.0.

Уникальный состав на основе фосфорной кислоты, поверхностно-активных веществ, комплексообразователей и других компонентов, удаляет широкий спектр загрязнений, включая неорганические остатки и соли.

Моющее средство с низким пенообразованием подходит для применения в моечно-дезинфекционных машинах.

Фасовка: 3.78 л (1 галлон).