

Мульти-ротатор Multi Bio RS-24

ФСЗ 2011/09792

ротатор, твердотельный, скорость перемешивания 1-100 об/мин, максимальная нагрузка 0.5 кг, дисплей

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Вид	ротатор
Тип	твердотельный
Скорость перемешивания	1-100 об/мин
Угол поворота	вертикальное вращение 360°
Максимальная нагрузка	0.5 кг
Установка времени	1 мин - 24 ч / непрерывно (шаг 1 мин)
Дисплей	Да
Звуковой сигнал таймера	Да
Размеры	365×195×155 мм
Вес	1.7 кг

Дополнительные характеристики

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) Вращательное движение, (2) Возвратно-поступательное (покачивающее) движение, (3) Встряхивание в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности и увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов, позволяя настраивать характер перемешивания в соответствии с индивидуальными задачами.

Мультиротатор предназначен для выполнения широкого ряда процедур в современных Life Sciences лабораториях: для реакций гибридизации, выращивания клеток, отмывки гелей, мягкой экстракции и гомогенизации биологических компонентов в растворах, а также реакции связывания и отмывки магнитных частиц.

В режиме остановки платформа не делает лишний оборот и останавливается в горизонтальной плоскости. Дополнительно есть возможность установки плоскости, относительно которой колеблется платформа - вертикально или горизонтально.

Прибор может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

PRS - платформы для пробирок с универсальными резиновыми зажимами;

PRSC - платформы оснащены клипсами, способные выдерживать пробирки с более тяжелыми растворами (песок, почва и т.д.).