

Набор B.Braun Цертофикс Дуо Протект

ФСЗ 2010/07328

2-канальный, антибактериальный, размер катетера
7F, длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

B.Braun, Германия



Характеристики

Тип	2-канальный
Вид	антибактериальный
Размер катетера	7F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

Цертофикс Дуо Протект – набор для катетеризации центральных вен с защитным покрытием.

Свойства набора Цертофикс Дуо Протект:

- Защитное покрытие не смывается с катетера, что исключает нежелательные системные эффекты
- Гидрофильная поверхность катетера значительно снижает риск тромбообразования
- Гибкость катетера соответствует стандартному Цертофиксу
- Полное покрытие катетера снаружи и изнутри, от кончика до винтовых коннекторов
- Изгибоустойчивый проводник
- Безыгольные коннекторы Сэйфсайт
- ЭКГ контроль положения катетера в вене

Название	Катетер	Проводник
Vena jugularis (яремная вена)		
Цертофикс Дуо Протект V 715	7F (2.4 мм), 15 см	0.89 мм × 50 см
Цертофикс Дуо Протект V 720	7F (2.4 мм), 20 см	0.89 мм × 50 см
Vena subclavia (подключичная вена)		
Цертофикс Дуо Протект V 730	7F (2.4 мм), 30 см	0.89 мм × 70 см

Интродьюсерная игла: 18G × 70 мм (с боковым портом)