

Набор B.Braun Цертофикс Кватро Протект

ФСЗ 2010/07328

4-канальный, антибактериальный, размер катетера
8F, длина катетера 15 см / 20 см / 30 см

B.Braun, Германия



Характеристики

Тип	4-канальный
Вид	антибактериальный
Размер катетера	8F
Длина катетера	15 см / 20 см / 30 см

Описание

Цертофикс Кватро Протект – набор для катетеризации центральных вен с защитным покрытием.

Свойства набора Цертофикс Кватро Протект:

- Защитное покрытие не смывается с катетера, что исключает нежелательные системные эффекты
- Гидрофильная поверхность катетера значительно снижает риск тромбообразования
- Гибкость катетера соответствует стандартному Цертофиксу
- Полное покрытие катетера снаружи и изнутри, от кончика до винтовых коннекторов
- Изгибоустойчивый проводник
- Безыгольные коннекторы Сэйфсайт
- ЭКГ контроль положения катетера в вене

Название	Катетер	Проводник
Vena jugularis (яремная вена)		
Цертофикс Кватро Протект V 815	8F (2.8 мм), 15 см	0.89 мм × 50 см
Цертофикс Кватро Протект V 820	8F (2.8 мм), 20 см	0.89 мм × 50 см
Vena subclavia (подключичная вена)		
Цертофикс Кватро Протект V 830	8F (2.8 мм), 30 см	0.89 мм × 70 см

Интродьюсерная игла: 18G × 70 мм (с боковым портом)