

Набор для биопсии MDL Epa-Set

ФСЗ 2012/13006

ручная, биопсия мягких тканей, Меньжини, размер 15G / 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G, длина 9 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	Меньжини
Размер	15G / 16G / 17G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G
Длина	9 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Набор для биопсии MDL Epa-Set - набор для аспирационной биопсии по методу Меньжини.

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Состав набора:

- игла Меньжини;
- шприц (10 мл) со встроенным вакуум-ограничителем;
- игла подкожная для проведения местной анестезии или введения физ. раствора;
- скальпель для надреза кожи.

Характеристики:

- Игла имеет атравматично заточенную канюлю, изготовленную из высококачественной хирургической стали (марка AISI304).
- Сантиметровая маркировка канюли и скользящий стопор для контроля глубины введения.
- Внутренний **эхогенный маркер** для усиления визуализации под контролем УЗИ.
- Луэр-Лок коннектор.

Размеры:

Диаметр, G	мм	Код, 90 мм
15	1,80	PA1509
16	1,60	PA1609
17	1,40	PA1709
18	1,20	PA1809
19	1,10	PA1909
20	0,90	PA2009
21	0,80	PA2109
22	0,70	PA2209

Опционально поставляется с ликвидатором иглы - артикул **PAR**.