

Устройство для дренирования Vygon Red-O-Pack mini

РЗН 2013/14

универсальное, активное дренирование, ёмкость 120 мл, катетер 6 / 8 СН

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Область применения	универсальное
Тип дренирования	активное
Тип устройства	гофрированный баллон
Ёмкость	120 мл
Дренажный катетер	6 / 8 СН

Описание

Red-O-Pack mini – устройство для активного послеоперационного дренирования малых объемов. Предназначено для взрослых, детей, новорожденных, в том числе недоношенных, нуждающихся в хирургическом дренировании ран в послеоперационном периоде.

Устройство Red-O-Pack mini представляет собой набор в составе:

- ёмкость Red-O-Pack объемом 120 мл для хирургического дренирования при максимальном вакууме 175 мбар;
- встроенная соединительная трубка 6 / 8 Fr для подключения к дренажу по Redon;
- дренаж по Redon 6 / 8 Fr с иглой Алена.

Артикул	Объём	Вакуум	Размер дренажа	Длина иглы
621.06	120 мл	175 мбар	6 Fr	50 см
621.08	120 мл	175 мбар	8 Fr	50 см