

Набор для инкубации микроаэрофилов GENbag microaer

ФС № 2006/1177

набор, организмы для инкубации микроаэрофиллы,
газ-пакетов 20 шт., газогенераторов 20 шт.,
одноразовый

BioMérieux, Франция



Характеристики

Вид	набор
Для инкубации организмов	микроаэрофиллы
Количество газ-пакетов	20 шт.
Количество газогенераторов	20 шт.
Объем исследуемого образца	максимум 5 чашек Петри (90 мм)
Одноразовый	Да

Дополнительные характеристики

Наборы для создания атмосферы GENbag включают:

- 20 герметичных пакетов для инкубации (на 2 или 5 чашек 90 мм);
- 20 газогенераторов;
- 2 зажима для герметизации пакетов;
- 1 инструкция.

Описание:

Набор GENbag состоит из газонепроницаемого пакета, изготовленного из прозрачного пластика. При использовании газогенератора в нем быстро создается соответствующая атмосфера (анаэробная, микроаэробная или обогащенная углекислым газом). Газогенераторы GENbag работают без добавления воды или катализатора и без выделения водорода. Они удобны в использовании и безопасны. Газогенераторы GENbag анаэробной, микроаэробной и обогащенной углекислым газом атмосферы содержат одинаковые химические реагенты: уголь активированный, натрия аскорбат и другие органические и неорганические вещества. Газовый состав образующейся в контейнере для инкубации атмосферы (содержание кислорода и углекислого газа) зависит от количественного соотношения реагентов, абсорбирующих кислород и высвобождающих углекислый газ.